

Package ‘PlotFTIR’

March 31, 2025

Type Package

Title Plot FTIR Spectra

Version 1.2.0

Description The goal of 'PlotFTIR' is to easily and quickly kick-start the production of journal-quality Fourier Transform Infra-Red (FTIR) spectral plots in R using 'ggplot2'. The produced plots can be published directly or further modified by 'ggplot2' functions. L'objectif de 'PlotFTIR' est de démarrer facilement et rapidement la production des tracés spectraux de spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (IRTF) de qualité journal dans R à l'aide de 'ggplot2'. Les tracés produits peuvent être publiés directement ou modifiés davantage par les fonctions 'ggplot2'.

License GPL (>= 3)

Encoding UTF-8

LazyData true

Imports cli, rlang, scales

RoxygenNote 7.3.2

Depends R (>= 3.3)

Suggests testthat (>= 3.0.0), withr, ggplot2 (>= 3.0.0), gghighlight, gthemes, knitr, rmarkdown, ir, ChemoSpec, R.utils, readJDX

Config/testthat/edition 3

VignetteBuilder knitr

BugReports <https://github.com/NRCan/PlotFTIR/issues>

URL <https://github.com/NRCan/PlotFTIR>

NeedsCompilation no

Author Philip Bulsink [aut, cre] (<<https://orcid.org/0000-0001-9668-2429>>),
Ulrich Makanda [trl] (Translated documentation to French/Traduire la documentation en français),
His Majesty the King in Right of Canada, as represented by the Minister
of Natural Resources [cph]

Maintainer Philip Bulsink <philip.bulsink@nrcan-rncan.gc.ca>

Repository CRAN

Date/Publication 2025-03-31 15:30:06 UTC

Contents

add_band	2
add_subtract_scalar	4
add_wavenumber_marker	5
average_spectra	6
biodiesel	7
check_ftir_data	8
chemospec_to_plotftir	9
compress_low_energy	10
conversion	11
get_plot_sample_ids	12
highlight_sample	13
ir_to_plotftir	14
move_plot_legend	15
normalize_spectra	16
plotftir_to_chemospec	17
plotftir_to_ir	19
plot_ftir	20
plot_ftir_stacked	21
read_ftir	23
read_ftir_directory	24
recalculate_baseline	25
rename_plot_sample_ids	28
sample_spectra	29
save_plot	29
zoom_in_on_range	30
Index	32

add_band	<i>Add Band</i>
----------	-----------------

Description

Add a shaded band (with optional text overlay) to a FTIR spectral region, to visually highlight an area.

Ajoutez une bande ombrée (avec un texte en option) à une région spectrale FTIR, pour mettre visuellement en évidence une zone.

Usage

```
add_band(
  ftir_spectra_plot,
  wavenumber_range,
  text = NULL,
  colour = NULL,
  label_aesthetics = NULL
)
```

Arguments

ftir_spectra_plot	A plot generated by <code>plot_ftir()</code> or <code>plot_ftir_stacked()</code> . Un tracé généré par <code>plot_ftir()</code> ou <code>plot_ftir_stacked()</code> .
wavenumber_range	A vector of length two, with the wavenumber range of the shaded band. Order of provided limits is not important. Un vecteur de longueur deux, avec la gamme de nombres d'ondes de la bande ombrée. L'ordre des limites fournies n'est pas important.
text	The text of the label over the band (optional). Le texte de l'étiquette au-dessus du bande (facultatif).
colour	A colour for the shaded band. Note that alpha will be set to 0.5. A default blue band will be added if not provided. See <code>vignette("ggplot2-specs", "ggplot2")</code> for more information on aesthetics in graphics. Une couleur pour la bande ombrée. Notez que la valeur alpha est fixée à 0,5. Une bande bleue sera ajoutée par défaut si aucune valeur n'est fournie. Voir <code>vignette("ggplot2-specs", "ggplot2")</code> pour plus d'informations sur l'esthétique dans les graphiques.
label_aesthetics	A named list of aesthetics to pass to ggplot for creating the label. See <code>[ggplot2::geom_text()]</code> 's aesthetics section for more info. Specifically, <code>alpha</code> , <code>colo(u)r</code> , <code>family</code> , <code>fill</code> , <code>fontface</code> and <code>size</code> are permitted. Positioning aesthetics will be removed. Une list nommée d'esthétiques à transmettre à ggplot pour créer l'étiquette. Voir la section esthétique de <code>[ggplot2::geom_text()]</code> pour plus d'informations. Plus précisément, <code>alpha</code> , <code>colo(u)r</code> , <code>family</code> , <code>fill</code> , <code>fontface</code> et <code>size</code> sont autorisés. Les aspects esthétiques du positionnement seront supprimés.

Value

the FTIR plot as a ggplot2 object, with the shaded band added.

le tracé FTIR en tant qu'objet ggplot2, avec la bande ombrée ajoutée.

See Also

[add_wavenumber_marker\(\)](#)

Examples

```
if (requireNamespace("ggplot2", quietly = TRUE)) {
  # Generate a plot
  p <- plot_ftir(sample_spectra)

  # Add a band to -OH region:
  add_band(p, c(3600, 3100), "-OH Stretch")
}
```

add_subtract_scalar *Add or Subtract Scalar Value*

Description

Add or subtract a constant (scalar) value to each data point in a FTIR spectra. Shifts the plot up or down on the y axis by the specified amount without any other change.

Ajoute ou soustrait une valeur constante (scalaire) à chaque point de données d'un spectre IRTF. Décale le tracé vers le haut ou vers le bas sur l'axe des y de la valeur spécifiée sans aucune autre modification.

Usage

```
add_scalar_value(ftir, value, sample_ids = NA)
```

```
subtract_scalar_value(ftir, value, sample_ids = NA)
```

Arguments

ftir	A data.frame of FTIR spectral data including spectra to be shifted. Un data.frame de données spectrales IRTF comprenant les spectres à décalés.
value	The numeric value to add or subtract. Le valeur numerique d'ajute ou soustrait.
sample_ids	A vector of sample IDs to be shifted. All sample IDs must be present in the 'ftir' data.frame. If modifying all spectra, provide NA or NULL. Un vecteur d'identifiants d'échantillons dont la moyenne doit être décalée. Tous les identifiants des échantillons doivent être présents dans le data.frame 'ftir'. Si modifiez tous les spectres, indiquez NA ou NULL.

Value

A data.frame containing the adjusted FTIR spectra.

Un data.frame contenant les spectres IRTF ajustee.

Examples

```
# Add 0.1 to each spectra in biodiesel
add_scalar_value(biodiesel, 0.1)

# Subtract 0.05 from biodiesel_0 and biodiesel_0_25
subtract_scalar_value(biodiesel, 0.05, sample_ids = c("biodiesel_0", "biodiesel_0_25"))
```

add_wavenumber_marker *Add a Marker at a Wavenumber*

Description

Add a vertical line marker, at a given wavenumber, to an FTIR plot, and label at the top of the plot with a provided text (or by default the wavenumber of the marker). This is useful for noting important wavenumbers.

This function can be called repeatedly. Note that older labels will be covered by newer labels if they overlap.

Ajoutez un marqueur de ligne verticale, à un nombre d'ondes donné, à un tracé FTIR, et l'étiquette en haut du tracé avec un texte fourni (ou par défaut le nombre d'ondes du marqueur). Cette fonction est utile pour noter les nombres d'ondes importants. Cette fonction peut être appelée plusieurs fois.

Notez que les vieux labels seront couverts par les nouveaux s'ils se chevauchent.

Usage

```
add_wavenumber_marker(  
  ftir_spectra_plot,  
  wavenumber,  
  text = NULL,  
  line_aesthetics = NULL,  
  label_aesthetics = NULL  
)
```

Arguments

ftir_spectra_plot	A plot generated by <code>plot_ftir()</code> or <code>plot_ftir_stacked()</code> . Un tracé généré par <code>plot_ftir()</code> ou <code>plot_ftir_stacked()</code> .
wavenumber	the wavenumber at which the marker should be placed. le nombre d'ondes auquel le marqueur doit être placé.
text	The text of the label over the marker (optional). If no text is provided, the label will show the wavenumber (rounded to the nearest whole number). Le texte de l'étiquette au-dessus du marqueur (facultatif). Si aucun texte n'est fourni, l'étiquette indiquera le nombre d'ondes (arrondi au nombre entier le plus proche).
line_aesthetics	A named list of aesthetics to pass to ggplot for creating the vertical line. See <code>[ggplot2::geom_path()]</code> 's aesthetics section for more info. Specifically, <code>alpha</code> , <code>colo(u)r</code> , <code>linetype</code> and <code>linewidth</code> are permitted. Positioning aesthetics will be removed. Une list nommée d'esthétiques à transmettre à ggplot pour créer la ligne verticale. Voir la section esthétique de <code>[ggplot2::geom_path()]</code> pour plus d'informations. Plus précisément, <code>alpha</code> , <code>colo(u)r</code> , <code>linetype</code> et <code>'linewidth'</code> sont autorisés. Les aspects esthétiques du positionnement seront supprimés.

label_aesthetics

A named list of aesthetics to pass to ggplot for creating the label. See `[ggplot2::geom_text()]`'s aesthetics section for more info. Specifically, `alpha`, `colo(u)r`, `family`, `fill`, `fontface` and `size` are permitted. Positioning aesthetics will be removed.

Une list nommée d'esthétiques à transmettre à ggplot pour créer l'étiquette. Voir la section esthétique de `[ggplot2::geom_text()]` pour plus d'informations. Plus précisément, `alpha`, `colo(u)r`, `family`, `fill`, `fontface` et `size` sont autorisés. Les aspects esthétiques du positionnement seront supprimés.

Value

the FTIR plot as a ggplot2 object, with a marker added at the specified wavenumber.

le tracé IRTF en tant qu'objet ggplot2, avec un marqueur ajouté au nombre d'ondes spécifié.

See Also

See `vignette("ggplot2-specs")` for more information on setting aesthetics.

Voir `vignette("ggplot2-specs")` pour plus d'informations sur la définition de l'esthétique.

[add_band\(\)](#)

Examples

```
if (requireNamespace("ggplot2", quietly = TRUE)) {
  # Generate a plot
  biodiesel_plot <- plot_ftir(biodiesel)

  # Add a marker at 1742 cm-1 for the carbonyl C=O Stretch
  p <- add_wavenumber_marker(biodiesel_plot, 1742, text = "C=O Stretch")
  p

  # Add a second marker and use a dashed line for the C-H aliphatic stretch
  add_wavenumber_marker(p, 2920,
    text = "C-H Stretch",
    line_aesthetics = list("linetype" = "dashed")
  )
}
```

average_spectra

Average FTIR Spectra

Description

Calculates an average of two or more spectra.

Calcule la moyenne de deux spectres ou plus.

Usage

```
average_spectra(ftir, sample_ids = NA, average_id = "averaged_spectra")
```

Arguments

<code>ftir</code>	A data.frame of FTIR spectral data including spectra to be converted. Un data.frame de données spectrales IRTF comprenant les spectres à convertir.
<code>sample_ids</code>	A vector of sample IDs to be averaged together. All sample IDs must be present in the <code>ftir</code> data.frame. If averaging all spectra, provide NA or NULL. Un vecteur d'identifiants d'échantillons dont la moyenne doit être calculée.. Tous les identifiants des échantillons doivent être présents dans le data.frame <code>ftir</code> . Si la moyenne est calculée pour tous les spectres, indiquez NA ou NULL.
<code>average_id</code>	The name to be used as <code>sample_id</code> for the averaged spectra. Le nom à utiliser en tant que <code>sample_id</code> pour les spectres moyennés.

Value

A data.frame containing the averaged FTIR spectra, with `sample_id` corresponding to the provided `average_id`.

Un data.frame contenant les spectres IRTF moyennés, avec `sample_id` correspondant à l'identifiant `average_id` fourni.

Examples

```
# Calculate the average of biodiesel B5 spectra and the unknown spectra
average_spectra(biodiesel, c("biodiesel_5_0", "biodiesel_B5", "diesel_unknown"))
```

biodiesel

FTIR Bio-diesel data

Description

This dataset holds example data from an 5-Bounce ZnSe Attenuated Total Reflectance (ATR) FTIR instrument collected for biodiesel analysis. The biodiesel samples were purchased calibration standards or available on the Canadian commercial market in 2024.

The samples included in this data set are: * 'biodiesel_0' A calibration sample with 0.0 * 'biodiesel_0_25' A calibration sample with 0.25 * 'biodiesel_0_50' A calibration sample with 0.50 * 'biodiesel_1_0' A calibration sample with 1.0 * 'biodiesel_2_5' A calibration sample with 2.5 * 'biodiesel_5_0' A calibration sample with 5.0 * 'biodiesel_7_5' A calibration sample with 7.5 * 'biodiesel_10_0' A calibration sample with 10.0 * 'biodiesel_B0_5' A commercially available sample with approximately 0.5 * 'biodiesel_B5' A commercially available sample with approximately 5.0 * 'diesel_unknown' A commercially available sample with unknown biodiesel content.

Ce donnée contient des exemples de données provenant d'un instrument IRTF à réflectance totale atténuée (RTA) ZnSe à 5 rebonds collectées pour l'analyse du biodiesel. Les échantillons de biodiesel étaient des étalons d'étalonnage achetés ou disponibles sur le marché commercial canadien en 2024.

Les échantillons inclus dans cet ensemble de données sont : * 'biodiesel_0' Un échantillon d'étalonnage avec 0,0 * 'biodiesel_0_25' Un échantillon d'étalonnage avec 0,25 * 'biodiesel_0_50' Un échantillon d'étalonnage avec 0,50 * 'biodiesel_1_0' Un échantillon d'étalonnage avec 1,0 * 'biodiesel_2_5'

Un échantillon d'étalonnage avec 2,5 * 'biodiesel_5_0' Un échantillon d'étalonnage avec 5,0 * 'biodiesel_7_5' Un échantillon d'étalonnage avec 7,5 * 'biodiesel_10_0' Un échantillon d'étalonnage avec 10,0 * 'biodiesel_B0_5' Un échantillon disponible dans le commerce contenant environ 0,5 * 'biodiesel_B5' Un échantillon disponible dans le commerce contenant environ 5,0 * 'diesel_unknown' Un échantillon disponible dans le commerce avec une teneur en biodiesel inconnue.

Usage

```
biodiesel
```

Format

The data is in a long format data.frame, ready for use, and with the following variables:

* 'wavenumber' wavenumber (x axis) value for each point. In units of wavenumbers (cm⁻¹). * 'absorbance' the absorbance of the sample at each specified wavenumber. * 'sample_id' the sample identity of the various included spectra.

Les données sont dans un format long data.frame, prêt à l'emploi, et avec les variables suivantes:

* 'wavenumber' valeur du nombre d'onde (axe x) pour chaque point. En unités de nombres d'ondes (cm⁻¹). * 'absorbance' l'absorbance de l'échantillon à chaque nombre d'onde spécifié. * 'sample_id' identité d'échantillon des différents spectres inclus.

check_ftir_data

Check FTIR Data

Description

Check the provided FTIR data.frame is appropriate for manipulation or plotting. Not typically called directly, but as a function in data integrity check process before further calculation or plotting happens. Sets data.frame attribute 'intensity' to 'transmittance' or 'absorbance' if not previously set.

Vérifie que le data.frame IRTF fourni est approprié pour la manipulation ou le tracé. Cette fonction n'est généralement pas appelée directement, mais elle est utilisée dans le cadre du processus de vérification de l'intégrité des données avant tout autre calcul ou tracé. Définit l'attribut data.frame 'intensity' à 'transmittance' ou 'absorbance' s'il n'a pas été défini auparavant.

Usage

```
check_ftir_data(ftir)
```

Arguments

ftir A data.frame of FTIR spectral data.
 Un data.frame de données spectrales IRTF.

Value

Invisibly returns FTIR data if ok, or raises an error.

Renvoie de manière invisible les données IRTF si elles sont correctes, ou soulève une erreur.

Examples

```
# This returns (invisibly) the biodiesel data. If instead there was an issue
# with the data structure it would raise an error.
check_ftir_data(biodiesel)
```

chemospec_to_plotftir *'ChemoSec' to 'PlotFTIR' conversions*

Description

Converts 'ChemoSpec' data to that ready to use by 'PlotFTIR'.

Convertit les données 'ChemoSpec' en données prêtes à être utilisées par 'PlotFTIR'.

Usage

```
chemospec_to_plotftir(csdata)
```

Arguments

csdata 'ChemoSpec' data to convert to 'PlotFTIR'. Données 'ChemoSpec' à convertir à 'PlotFTIR'.

Value

a data.frame compatible with 'PlotFTIR' functions

un data.frame compatible avec les fonctions 'PlotFTIR'.

See Also

[ChemoSpec::files2SpectraObject()] for import requirements, and [chemospec_to_plotftir()] for converting to 'PlotFTIR' format.

[ChemoSpec::files2SpectraObject()] pour les conditions d'importation, et [chemospec_to_plotftir()] pour la conversion au format 'PlotFTIR'.

Examples

```
if (requireNamespace("ChemoSpec", quietly = TRUE)) {
  # convert `chemospec` to PlotFTIR data
  data("SrE.IR", package = "ChemoSpec", envir = environment())
  chemospec_to_plotftir(SrE.IR)
}
```

compress_low_energy *Compress Low-Energy Region*

Description

Compress the lower energy region of a FTIR plot (on the x axis) to leave more space for the higher-energy region. This is commonly done for wavenumbers higher than 2000 cm^{-1} as the more complex spectra at higher energy (lower wavenumber) is harder to see clearly.

Compressez la région de basse énergie d'un tracé d'IRTF (sur l'axe des x) pour laisser plus d'espace à la région de haute énergie. Cette opération généralement réalisée pour les nombres d'onde supérieurs à 2000 cm^{-1} , car les spectres plus complexes à haute énergie (nombre d'onde plus faible) sont plus difficiles à voir clairement.

Usage

```
compress_low_energy(ftir_spectra_plot, cutoff = 2000, compression_ratio = 2)
```

Arguments

ftir_spectra_plot	A plot generated by [plot_ftir()] or [plot_ftir_stacked()]. Un tracé généré par [plot_ftir()] ou [plot_ftir_stacked()].
cutoff	The wavenumber whereat those at lower energy will be compressed, but those above will be shown normally. Le nombre d'ondes où celles à faible énergie seront comprimées, mais celles au-dessus seront affichées normalement.
compression_ratio	A numeric value indicating the ratio by which to squeeze the data Une valeur numérique indiquant le rapport selon lequel compresser les données

Value

the FTIR plot as a ggplot2 object, with x axis compressed for some wavenumber range

le tracé IRTF en tant qu'objet ggplot2, avec l'axe des x comprimé pour une certaine gamme de nombres d'ondes

Examples

```
if (requireNamespace("ggplot2", quietly = TRUE)) {
  # Generate a plot
  biodiesel_plot <- plot_ftir(biodiesel)

  # Compress below 2000  $\text{cm}^{-1}$  by a factor of 5
  compress_low_energy(biodiesel_plot, cutoff = 2000, compression_ratio = 5)
}
```

conversion

*Convert Between Absorbance and Transmittance***Description**

These functions allow for the convenient conversion between %Transmittance and Absorbance units for the Y axis.

Converting between %Transmittance and absorbance units for the Y axis is not a simple flipping of axis or inversion. Instead, the two are related by the following formulas:

$$A = -\log_{10}\left(\frac{\%T}{100}\right)$$

and

$$\%T = 10^{-A} \cdot 100$$

.

Ces fonctions permettent une conversion pratique entre les unités %Transmittance et Absorbance pour l'axe Y. La conversion entre les unités %Transmittance et Absorbance pour l'axe Y n'est pas un simple retournement d'axe ou une inversion. Au lieu de cela, les deux sont liés par les formules suivantes :

$$A = -\log_{10}\left(\frac{\%T}{100}\right)$$

and

$$\%T = 10^{-A} \cdot 100$$

Usage

```
absorbance_to_transmittance(ftir)
```

```
transmittance_to_absorbance(ftir)
```

Arguments

<code>ftir</code>	A data.frame of FTIR spectral data including column to be converted. Can't contain both 'absorbance' and 'transmittance' column as the receiving column would be overwritten Un data.frame de données spectrales IRTF incluant la colonne à convertir. Ne peut pas contenir les colonnes 'absorbance' et 'transmittance' car la colonne de réception serait écrasée.
-------------------	---

Value

a data.frame of FTIR spectral data with conversion between absorbance or transmittance as requested. Note the original data column is removed since FTIR spectral data frames can't be fed into plotting functions with both transmittance and absorbance data included.

un data.frame de données spectrales IRTF avec conversion entre l'absorbance ou la transmittance comme demandé. Notez que la colonne de données d'origine est supprimée car les trames de données spectrales IRTF ne peuvent pas être introduites dans les fonctions de tracé avec les données de transmittance et d'absorbance incluses.

Examples

```
# Convert from absorbance to transmittance
sample_spectra_transmittance <- absorbance_to_transmittance(sample_spectra)

# Convert back to absorbance
sample_spectra_absorbance <- transmittance_to_absorbance(sample_spectra_transmittance)
```

get_plot_sample_ids *Get Plot Sample IDs*

Description

Get the sample IDs from a prepared plot. Useful if renaming in the plot legend.

Obtenez les ID d'échantillon à partir d'un tracé préparé. Utile si vous renommez dans la légende de le tracé

Usage

```
get_plot_sample_ids(ftir_spectra_plot)
```

Arguments

ftir_spectra_plot

A plot generated by [plot_ftir()] or [plot_ftir_stacked()].

Un tracé généré par [plot_ftir()] ou [plot_ftir_stacked()].

Value

A vector of factors corresponding to the sample IDs in the plot.

unvecteur de facteurs correspondant aux ID d'échantillon dans le tracé

See Also

[rename_plot_sample_ids()]

Examples

```
if (requireNamespace("ggplot2", quietly = TRUE)) {  
  # Prepare a plot  
  p <- plot_ftir(biodiesel)  
  
  # Get the Sample IDs  
  get_plot_sample_ids <- (p)  
}
```

highlight_sample	<i>Highlight Sample Spectra</i>
------------------	---------------------------------

Description

Highlight one or more sample spectra on a spectral image. Changes all un-selected `sample_ids` to grey lines. Requires `gghighlight::gghighlight()` to function.

Surligne un ou plusieurs spectres d'échantillons sur une image spectrale. Change tous les spectres `sample_ids` non sélectionnés en lignes grises. Nécessite `gghighlight::gghighlight()` pour fonctionner.

Usage

```
highlight_sample(ftir_spectra_plot, sample_ids, ...)
```

Arguments

<code>ftir_spectra_plot</code>	A plot generated by <code>plot_ftir()</code> or <code>plot_ftir_stacked()</code> . Un tracé généré par <code>plot_ftir()</code> ou <code>plot_ftir_stacked()</code> .
<code>sample_ids</code>	A vector of one or more <code>sample_ids</code> from the <code>ftir_spectra_plot</code> to highlight. Un vecteur d'un ou plusieurs <code>sample_ids</code> du <code>ftir_spectra_plot</code> à souligner.
<code>...</code>	Additional parameters to pass to <code>gghighlight::gghighlight()</code> . Paramètres supplémentaires à passer à <code>gghighlight::gghighlight()</code> .

Value

the FTIR plot as a `ggplot2` object, with selected sample spectra highlighted.

le tracé FTIR en tant qu'objet `ggplot2`, avec les spectres de l'échantillon sélectionné souligner.

See Also

`gghighlight::gghighlight()`

Examples

```

if (requireNamespace("ggplot2", quietly = TRUE) & requireNamespace("gghighlight", quietly = TRUE)) {
  # Generate a plot
  p <- plot_ftir(sample_spectra)

  # Highlight one sample:
  highlight_sample(p, "isopropanol")
}

```

ir_to_plotftir	<i>Convert 'ir' to 'PlotFTIR' data format</i>
----------------	---

Description

convert data from the 'ir' package to a structure that will work with 'PlotFTIR'.

convertir les données du paquet 'ir' en une structure qui fonctionnera avec 'PlotFTIR'.

Usage

```
ir_to_plotftir(ir_data, what = NA)
```

Arguments

ir_data	data of class 'ir' from 'ir' package données de la classe 'ir' du paquet 'ir'.
what	which samples to convert to 'PlotFTIR' format. Defaults to all available spectra. les échantillons à convertir au format 'PlotFTIR'. Par défaut, tous les spectres disponibles

Value

a data.frame compatible with 'PlotFTIR' functions

un data.frame compatible avec les fonctions 'PlotFTIR'.

See Also

[ir:ir_get_spectrum()] for information on how ir passes out data.

Examples

```

if (requireNamespace("ir", quietly = TRUE)) {
  # Convert samples 1 & 4 to PlotFTIR format
  ir_to_plotftir(ir::ir_sample_data, c(1, 4))
}

```

move_plot_legend	<i>Move Plot Legend</i>
------------------	-------------------------

Description

A shortcut to basic plot legend modifications. The plot legend can be moved to different locations, justified in those locations, and/or changed from vertical to horizontal. By default, legends are positioned with ‘position = "right"’, ‘justification = "center"’, and ‘direction = "vertical"’.

For more complex legend manipulation please perform using `[ggplot::theme()]` controls directly on the plot object. More information at <https://ggplot2.tidyverse.org/reference/theme.html>.

Un raccourci vers les modifications de base de la légende du tracé. La légende du tracé peut être déplacée à différents emplacements, justifiée à ces endroits et/ou modifiée de verticale à horizontale. Par défaut, les légendes sont positionnées avec ‘position = "right"’, ‘justification = "center"’ et ‘direction = "vertical"’.

Pour une manipulation plus complexe de légende, veuillez utiliser les contrôles `[ggplot::theme()]` directement sur l’objet de tracé. Pour plus d’informations, voir <https://ggplot2.tidyverse.org/reference/theme.html>.

Usage

```
move_plot_legend(
  ftir_spectra_plot,
  position = NULL,
  justification = NULL,
  direction = NULL,
  legend_title_position = NULL
)
```

Arguments

ftir_spectra_plot	A plot generated by <code>[plot_ftir()]</code> or <code>[plot_ftir_stacked()]</code> . Un tracé généré par <code>[plot_ftir()]</code> ou <code>[plot_ftir_stacked()]</code> .
position	Position for the legend. One of "none", "left", "right", "bottom", or "top". Position pour la légende. Un des "none", "left", "right", "bottom", ou "top".
justification	Justification for the legend. One of "top", "bottom", "center", "left", or "right". Justification de la légende. Un des "top", "bottom", "center", "left", ou "right".
direction	Direction for the legend. One of "horizontal" or "vertical". Direction de la légende. L’un des "horizontal" ou "vertical".

legend_title_position

A position for the legend title relative to the legend items. One of "top", "right", "left", or "bottom".

Une position pour le titre de la légende par rapport aux éléments de légende. Un des "top", "right", "left", ou "bottom".

Value

the FTIR plot as a ggplot2 object, with legend relocated as required.

le tracé IRTF en tant qu'objet ggplot2, avec la légende déplacée si nécessaire

Examples

```
if (requireNamespace("ggplot2", quietly = TRUE)) {
  # Generate a plot
  p <- plot_ftir(sample_spectra)

  # Move legend to bottom:
  move_plot_legend(p, position = "bottom", direction = "horizontal")
}
```

normalize_spectra *Normalize FTIR spectra*

Description

Normalizing spectra restricts the range of absorbance values from 0 to 1 inclusive. This function shifts and scales spectra to achieve this absorbance range. It can be applied to a whole spectral set or just one sample, and across the entire spectra or by normalizing within a wavenumber region. This function does not operate on transmittance data, it will return an error.

La normalisation des spectres restreint la gamme des valeurs d'absorbance de 0 à 1 inclus. Cette fonction décale et met à l'échelle les spectres pour atteindre cette gamme d'absorbance. Elle peut être appliquée à un ensemble de spectres ou à un seul échantillon, et sur l'ensemble des spectres ou en normalisant dans une région de nombre d'ondes. Cette fonction ne fonctionne pas sur les données de transmittance, elle renverra une erreur.

Usage

```
normalize_spectra(ftir, sample_ids = NA, wavenumber_range = NA)
```

Arguments

ftir A data.frame of FTIR spectral data including spectra to be baseline adjusted.
Un data.frame de données spectrales IRTF comprenant les spectres à ajuster à la ligne de base.

sample_ids A vector of sample IDs to be adjusted. All sample IDs must be present in the `ftir` data.frame. If adjusting all spectra, provide `NA` or `NULL`. Unlisted `sample_id` from `ftir` will be left alone.
Un vecteur d'ID d'échantillons à ajuster Tous les ID d'échantillons doivent être présents dans la base de données `ftir` data.frame. Si l'ajustement concerne tous les spectres, fournir `NA` ou `NULL`. Les `sample_id` non listés de `ftir` seront laissés seuls.

wavenumber_range If specifying a single point wavenumber; a single numeric value. If specifying a wavenumber range, then a vector of two numeric values.
Si l'on spécifie un nombre d'ondes ponctuel, une seule valeur numérique. Si l'on spécifie un nombre d'ondes, alors un vecteur de deux valeurs numériques.

Value

A data.frame containing the adjusted FTIR spectra.

Un data.frame contenant les spectres IRTF ajustée.

Examples

```
# Normalize all samples in `biodiesel`
normalize_spectra(biodiesel)

# Normalize just `paper` and `isopropanol` spectra from 4000 to 3100 cm-1
normalize_spectra(sample_spectra,
  sample_ids = c("paper", "isopropanol"),
  wavenumber_range = c(4000, 3100)
)
```

`plotftir_to_chemospec` Convert 'PlotFTIR' data to 'ChemoSpec' format

Description

Converts 'PlotFTIR' data to that ready to use by the 'ChemoSpec' package.

Convertit les données 'PlotFTIR' en données prêtes à être utilisées par le paquet 'ChemoSpec'.

Usage

```
plotftir_to_chemospec(
  ftir,
  group_crit = NA,
  group_colours = "auto",
  description = "FTIR Study"
)
```

Arguments

<code>ftir</code>	<p>A data.frame in long format with columns ‘sample_id’, ‘wavenumber’, and ‘absorbance’. The ‘absorbance’ column may be replaced by a ‘transmittance’ column for transmittance plots. The code determines the correct y axis units and labels the plot/adjusts the margins appropriately.</p> <p>Un data.frame au format long avec les colonnes ‘sample_id’, ‘wavenumber’, et ‘absorbance’. La colonne ‘absorbance’ peut être remplacée par une colonne ‘transmittance’ pour les tracés de transmission. Le code détermine les unités correctes de l’axe y et étiquette le tracé/ajuste les marges de manière appropriée.</p>
<code>group_crit</code>	<p>A vector of character strings. Corresponds to [ChemoSpec::files2SpectraObject()] ‘gr.crit’ parameter.</p> <p>Un vecteur de chaînes de caractères. Correspond au paramètre ‘gr.crit’ de [ChemoSpec::files2SpectraObject()].</p>
<code>group_colours</code>	<p>Group colours. Corresponds to [ChemoSpec::files2SpectraObject()] ‘gr.cols’ parameter.</p> <p>Couleurs du groupe. Correspond au paramètre ‘gr.cols’ de [ChemoSpec::files2SpectraObject()].</p>
<code>description</code>	<p>A description of the experiment. Corresponds to [ChemoSpec::files2SpectraObject()] ‘descrip’ parameter.</p> <p>Description de l’expérience. Correspond au paramètre ‘descrip’ de [ChemoSpec::files2SpectraObject()].</p>

Value

A ‘ChemoSpec’ data object

Un objet de données ‘ChemoSpec’

See Also

[ChemoSpec::files2SpectraObject()] for import requirements, and [chemospec_to_plotftir()] for converting to ‘PlotFTIR’ format.

[ChemoSpec::files2SpectraObject()] pour les conditions d’importation, et [chemospec_to_plotftir()] pour la conversion au format ‘PlotFTIR’.

Examples

```
if (requireNamespace("ChemoSpec", quietly = TRUE) && interactive()) {
  # convert biodiesel to a `chemospec` object
  plotftir_to_chemospec(biodiesel)
}
```

plotftir_to_ir	<i>Convert 'PlotFTIR' data to 'ir'</i>
----------------	--

Description

Converts 'PlotFTIR' data to that ready to use by the 'ir' package.

Convertit les données 'PlotFTIR' en données prêtes à être utilisées par le paquet 'ir'.

Usage

```
plotftir_to_ir(ftir, metadata = NA)
```

Arguments

ftir	<p>A data.frame in long format with columns 'sample_id', 'wavenumber', and 'absorbance'. The 'absorbance' column may be replaced by a 'transmittance' column for transmittance plots. The code determines the correct y axis units and labels the plot/adjusts the margins appropriately.</p> <p>Un data.frame au format long avec les colonnes 'sample_id', 'wavenumber', et 'absorbance'. La colonne 'absorbance' peut être remplacée par une colonne 'transmittance' pour les tracés de transmission. Le code détermine les unités correctes de l'axe y et étiquette le tracé/ajuste les marges de manière appropriée.</p>
metadata	<p>Additional data to pass to 'ir' to include as metadata. Should be structured as a data.frame.</p> <p>Données supplémentaires à transmettre à 'ir' pour les inclure dans les métadonnées. Doit être structuré comme un data.frame.</p>

Value

an 'ir' classed data.frame structured for use in that package.

un data.frame de classe 'ir' structuré pour être utilisé dans ce paquet.

See Also

[ir::ir_new_ir()] for information on how ir takes in data.

Examples

```
if (requireNamespace("ir", quietly = TRUE)) {  
  # convert biodiesel to a `ir` object  
  plotftir_to_ir(biodiesel,  
    metadata = data.frame("Biodiesel_Content" = c(0, 0.25, 0.5, 1, 2.5, 5, 7.5, 10, 0.5, 5, NA))  
  )  
}
```

plot_ftir

*Plot FTIR Spectra Overlaid***Description**

Produce a basic spectra overlay plot for all samples found in the FTIR dataset provided.

Produisez un tracé de base de superposition de spectres pour tous les échantillons trouvés dans l'ensemble de données IRTF fourni.

Usage

```
plot_ftir(
  ftir,
  plot_title = "FTIR Spectra",
  legend_title = "Sample ID",
  lang = NA
)
```

Arguments

ftir	<p>A data.frame in long format with columns 'sample_id', 'wavenumber', and 'absorbance'. The 'absorbance' column may be replaced by a 'transmittance' column for transmittance plots. The code determines the correct y axis units and labels the plot/adjusts the margins appropriately.</p> <p>Un data.frame au format long avec les colonnes 'sample_id', 'wavenumber', et 'absorbance'. La colonne 'absorbance' peut être remplacée par une colonne 'transmittance' pour les tracés de transmission. Le code détermine les unités correctes de l'axe y et étiquette le tracé/ajuste les marges de manière appropriée.</p>
plot_title	<p>A title for a plot. Defaults to "FTIR Spectra". If a vector length two, the second element will be used for a subtitle.</p> <p>Un titre pour une trace. La valeur par défaut est «FTIR Spectra». Si un vecteur mesure deux, le deuxième élément sera utilisé pour un sous-titre.</p>
legend_title	<p>A title for the legend. Defaults to "Sample ID".</p> <p>Un titre pour la légende. La valeur par défaut est «Sample ID».</p>
lang	<p>An optional argument for language. If set to one of 'fr', 'french', 'francais', or 'français' the axis and default plot and legend titles will change to french. If non-default legend or plot titles are provided they are used as-is. You can also provide 'en', 'english' or 'anglais', or (the default) 'NA' will use the default language from user options. To set a permanent default, set 'options("PlotFTIR.lang" = "en")' or 'options("PlotFTIR.lang" = "fr")' for English or French, respectively.</p> <p>Un argument optionnel pour la langue. S'il vaut 'Fr', 'French', 'Francais', ou 'Français', l'axe et les titres par défaut de le tracé et du légende seront en français. Si des titres du légende ou de tracé autres que ceux par défaut sont fournis, ils seront utilisés tels quels. Vous pouvez aussi fournir 'en', 'english' ou 'anglais', ou (le défaut) 'NA' qui utilisera le langue par défaut des</p>

options de l'utilisateur. Pour définir une valeur par défaut permanente, mettez 'options("PlotFTIR.lang" = "en")' ou 'options("PlotFTIR.lang" = "fr")' pour l'anglais ou le français, respectivement.

Value

a ggplot object containing a FTIR spectral plot. The plot and legend titles are as provided, with each sample provided a different default color. Because this is a ggplot object, any other ggplot modifiers, layers, or changes can be applied to the returned object. Further manipulations can be performed by this package. Peut également fournir 'en', 'english' ou 'anglais'.

un objet ggplot contenant un tracé spectral IRTF. Les titres de le tracé et de la légende sont tels que fournis, avec une couleur par défaut différente pour chaque échantillon. Puisqu'il s'agit d'un objet ggplot, tous les autres modificateurs, calques ou changements ggplot peuvent être appliqués à l'objet retourné. D'autres manipulations peuvent être effectuées par ce package.

Examples

```
if (requireNamespace("ggplot2", quietly = TRUE)) {  
  # Plot a basic FTIR Spectra overlay from the `sample_spectra` data set with default titles  
  plot_ftir(sample_spectra)  
}
```

plot_ftir_stacked *Plot FTIR in stacked format*

Description

Plot the FTIR spectra in a journal prepared format. It may be desirable to plot spectra 'stacked and offset' by a certain amount. In this case the y axis becomes non-labelled and each charts baseline (0 for absorbance or 100 for transmittance) is offset by a certain amount.

Tracez les spectres IRTF dans un format préparé par un journal. Il peut être souhaitable de tracer les spectres 'empilés et décalés' d'une certaine quantité. Dans ce cas l'axe y devient non étiqueté et chaque ligne de base du graphique (0 pour absorbance ou 100 pour la transmittance) est décalée d'une certaine quantité.

Usage

```
plot_ftir_stacked(  
  ftir,  
  plot_title = "FTIR Spectra",  
  legend_title = "Sample ID",  
  stack_offset = 10,  
  lang = NA  
)
```

Arguments

ftir	<p>A data.frame in long format with columns 'sample_id', 'wavenumber', and 'absorbance'. The 'absorbance' column may be replaced by a 'transmittance' column for transmittance plots. The code determines the correct y axis units and labels the plot/adjusts the margins appropriately.</p> <p>Un data.frame au format long avec les colonnes 'sample_id', 'wavenumber', et 'absorbance'. La colonne 'absorbance' peut être remplacée par une colonne 'transmittance' pour les tracés de transmission. Le code détermine les unités correctes de l'axe y et étiquette le tracé/ajuste les marges de manière appropriée.</p>
plot_title	<p>A title for a plot. Defaults to "FTIR Spectra". If a vector length two, the second element will be used for a subtitle.</p> <p>Un titre pour une trace. La valeur par défaut est «FTIR Spectra». Si un vecteur mesure deux, le deuxième élément sera utilisé pour un sous-titre.</p>
legend_title	<p>A title for the legend. Defaults to "Sample ID".</p> <p>Un titre pour la légende. La valeur par défaut est «Sample ID».</p>
stack_offset	<p>The amount in percentage of stacking offset to use. For transmittance this is directly linked to the units of Y axis, for absorbance this is about 0.2 absorbance units.</p> <p>Le montant en pourcentage de décalage d'empilement à utiliser. Pour transmittance, cette valeur est directement liée aux unités de l'axe y, pour l'absorbance cela représente environ 0,2 unités d'absorbance.</p>
lang	<p>An optional argument for language. If set to one of 'fr', 'french', 'français', or 'français' the axis and default plot and legend titles will change to french. If non-default legend or plot titles are provided they are used as-is. You can also provide 'en', 'english' or 'anglais', or (the default) 'NA' will use the default language from user options. To set a permanent default, set 'options("PlotFTIR.lang" = "en")' or 'options("PlotFTIR.lang" = "fr")' for English or French, respectively.</p> <p>Un argument optionnel pour la langue. S'il vaut 'Fr', 'French', 'Français', ou 'Français', l'axe et les titres par défaut de le tracé et du légende seront en français. Si des titres du légende ou de tracé autres que ceux par défaut sont fournis, ils seront utilisés tels quels. Vous pouvez aussi fournir 'en', 'english' ou 'anglais', ou (le défaut) 'NA' qui utilisera le langue par défaut des options de l'utilisateur. Pour définir une valeur par défaut permanente, mettez 'options("PlotFTIR.lang" = "en")' ou 'options("PlotFTIR.lang" = "fr")' pour l'anglais ou le français, respectivement.</p>

Value

a ggplot object containing a FTIR spectral plot. The plot and legend titles are as provided, with each sample provided a different default color. Because this is a ggplot object, any other ggplot modifiers, layers, or changes can be applied to the returned object. Further manipulations can be performed by this package. Peut également fournir 'en', 'english' ou 'anglais'.

un objet ggplot contenant un tracé spectral IRTF. Les titres de le tracé et de la légende sont tels que fournis, avec une couleur par défaut différente pour chaque échantillon. Puisqu'il s'agit d'un objet ggplot, tous les autres modificateurs, calques ou changements ggplot peuvent être appliqués à l'objet retourné. D'autres manipulations peuvent être effectuées par ce package.

See Also

[zoom_in_on_range()] to 'zoom' into a specified range, [compress_low_energy()] to make the x axis non-linear (compressing lower energy regions), [add_wavenumber_marker()] to add markers to highlight important wavenumbers, and [move_plot_legend()] to modify the legend position.

[zoom_in_on_range()] pour 'zoomer' sur une gamme spécifiée, [compress_low_energy()] pour rendre l'axe x non linéaire (en compression les régions à basse énergie), [add_wavenumber_marker()] pour ajouter des marqueurs afin de mettre en évidence les nombres d'ondes importants, et [move_plot_legend()] pour modifier la position de la légende.

Examples

```
if (requireNamespace("ggplot2", quietly = TRUE)) {
  # Plot FTIR spectras stacked showing the differences in the `biodiesel` dataset
  plot_ftir_stacked(biodiesel)
}
```

read_ftir

Read FTIR file

Description

Reads a provided file and returns a data.frame in the proper format for PlotFTIR functions.

Lit un fichier fourni et renvoie un data.frame dans le format approprié pour les fonctions PlotFTIR.

Usage

```
read_ftir(path = ".", file = NA, sample_name = NA, ...)
```

Arguments

path	Path to the file. Default is the current working directory, as ".". Can include the filename, in which case provide NA as the filename. Chemin d'accès au fichier. Par défaut, il s'agit du répertoire de travail actuel, sous la forme ".". Peut inclure le nom du fichier, auquel cas il faut fournir NA comme nom de fichier.
file	File name, required. If the file and path are provided together as path, then NA is accepted. Nom du fichier, obligatoire. Si le fichier et le chemin sont fournis ensemble en tant que chemin, alors NA est accepté.
sample_name	Name for sample_id column in the returned data.frame. If not provided, the file name is used without the extension. Nom de la colonne sample_id dans le data.frame renvoyé. S'il n'est pas fourni, le nom du fichier est utilisé sans l'extension.

... Additional parameters to pass to the file reading function. For CSV files, see `utils::read.csv()`, it may be wise to pass `col.names` to disambiguate the input data.

Paramètres supplémentaires à transmettre à la fonction de lecture de fichier. Pour les fichiers CSV, voir `utils::read.csv()`, il peut être judicieux de passer `col.names` pour désambiguïser les données d'entrée.

Value

a data.frame containing the spectral data from the file.

un data.frame contenant les données spectrales du fichier.

See Also

`read_ftir_directory()`

Examples

```
# Writing a temporary file to read later
tf <- tempfile(fileext = ".csv")
write.csv(sample_spectra[sample_spectra$sample_id == "paper", c("wavenumber", "absorbance")],
  file = tf, row.names = FALSE
)

# Read the .csv file and call the sample `sample1`
read_ftir(tf, sample_name = "sample1")
```

`read_ftir_directory` *Read FTIR file*

Description

Reads provided files and returns a data.frame in the proper format for PlotFTIR functions.

Lit les fichiers fournis et renvoie un data.frame au format approprié pour les fonctions PlotFTIR.

Usage

```
read_ftir_directory(path, files, sample_names = NA, ...)
```

Arguments

<code>path</code>	Path to the file. Default is the current working directory, as <code>"."</code> . Chemin d'accès au fichier. Par défaut, il s'agit du répertoire de travail actuel, sous la forme <code>"."</code> .
<code>files</code>	File names, required. Noms de fichiers, obligatoires.

sample_names	Name for sample_id column in the returned data.frame. If not provided, the file names are used without the extension. Nom de la colonne sample_id dans le data.frame renvoyé. S'il n'est pas fourni, les noms de fichiers sont utilisés sans l'extension.
...	Additional parameters to pass to the file reading function. For CSV files, see utils::read.csv() , it may be wise to pass col.names to disambiguate the input data. Paramètres supplémentaires à transmettre à la fonction de lecture de fichier. Pour les fichiers CSV, voir utils::read.csv() , il peut être judicieux de passer col.names pour désambiguïser les données d'entrée.

Value

a data.frame containing the spectral data from the files.

un data.frame contenant les données spectrales des fichiers.

See Also

[read_ftir\(\)](#)

Examples

```
# Putting some files in a temp dir to read back into PlotFTIR:
td <- tempdir()
write.csv(sample_spectra[sample_spectra$sample_id == "paper", c("wavenumber", "absorbance")],
  file = file.path(td, "ftir_sample_1.csv"), row.names = FALSE
)
write.csv(sample_spectra[sample_spectra$sample_id == "toluene", c("wavenumber", "absorbance")],
  file = file.path(td, "ftir_sample_2.csv"), row.names = FALSE
)

# Read .csv files from the temp directory and call them `sample-1` and `sample-2`
read_ftir_directory(td, c("ftir_sample_1.csv", "ftir_sample_2.csv"), c("sample-1", "sample-2"))
```

recalculate_baseline *Recalculate Baseline*

Description

It may be desired to shift the baseline signal (0 for absorbance or 100 for transmittance) to aid in plotting the spectra. This can be done for all samples or a subset, using the same shift for all adjusted samples or calculated individually.

Recalculate or shift to baseline/max transmittance can be done following one of a few methods:

- To shift baseline based on the value at a given wavenumber: `recalculate_baseline(ftir, wavenumber_range = [n`
- To shift baseline based on the average value across a provided wavenumber range: `recalculate_baseline(ftir, wav`

- To shift baseline based on the value at the single lowest point of absorbance (or highest point of transmittance) across the whole spectra `recalculate_baseline(ftir, method = 'minimum')`
- To shift baseline based on the value at the single lowest point of absorbance (or highest point of transmittance) in a given range `recalculate_baseline(ftir, wavenumber_range = c([numeric], [numeric]))`,

To perform the exact same baseline adjustment on all samples, specify `individually = FALSE`. To adjust with a unique determination for each sample, specify `individually = TRUE`.

Il peut être souhaitable de décaler le signal de la ligne de base (0 pour l'absorbance ou 100 pour la transmittance) pour faciliter le tracé des spectres. Cela peut être fait pour tous les échantillons ou un sous-ensemble, en utilisant le même décalage pour tous les échantillons ajustés ou calculés individuellement.

Le recalcul ou le décalage de la ligne de base/transmittance maximale peut être effectué en suivant l'une des méthodes suivantes :

- Pour décaler la ligne de base en fonction de la valeur à un nombre d'ondes donné : `recalculate_baseline(ftir, wavenumber_range = c([numeric], [numeric]))`
 - Pour décaler la ligne de base en fonction de la valeur moyenne sur un nombre d'ondes donné : `#' recalculate_baseline(ftir) = [numerique], method = 'point') recalculate_baseline(ftir, wavenumber_range = c(numeric, numeric), method = 'average')`
 - Pour décaler la ligne de base en fonction de la valeur du point d'absorbance le plus bas (ou du point de transmittance le plus élevé) sur l'ensemble des spectres. `recalculate_baseline(ftir, method = 'minimum')`
 - Décaler la ligne de base en fonction de la valeur du point d'absorbance le plus bas (ou du point de transmittance le plus élevé) dans une gamme donnée. `recalculate_baseline(ftir, wavenumber_range = c([numeric], [numeric]))`
- Pour effectuer exactement le même ajustement de la ligne de base sur tous les échantillons, spécifiez `individually = FALSE`. Pour ajuster avec une détermination unique pour chaque échantillon, spécifiez `individually = TRUE`.

Usage

```
recalculate_baseline(
  ftir,
  sample_ids = NA,
  wavenumber_range = NA,
  method = "average",
  individually = TRUE
)
```

Arguments

<code>ftir</code>	A data.frame of FTIR spectral data including spectra to be baseline adjusted. Un data.frame de données spectrales IRTF comprenant les spectres à ajuster à la ligne de base.
<code>sample_ids</code>	A vector of sample IDs to be adjusted. All sample IDs must be present in the <code>ftir</code> data.frame. If adjusting all spectra, provide NA or NULL. Unlisted <code>sample_id</code> from <code>ftir</code> will be left alone.

Un vecteur d'ID d'échantillons à ajuster. Tous les ID d'échantillons doivent être présents dans la base de données `ftir` `data.frame`. Si l'ajustement concerne tous les spectres, fournir `NA` ou `NULL`. Les `sample_id` non listés de `ftir` seront laissés seuls.

`wavenumber_range`

If specifying a single point wavenumber; a single numeric value. If specifying a wavenumber range, then a vector of two numeric values.

Si l'on spécifie un nombre d'ondes ponctuel, une seule valeur numérique. Si l'on spécifie un nombre d'ondes, alors un vecteur de deux valeurs numériques.

`method`

One of three values:

- If adjusting by the value from a specific wavenumber, provide "point",
- If adjusting by the average from a range, provide "average".
- If adjusting by the minimum (for absorbance) or maximum (for transmittance) from a range or spectra, provide "minimum" or "maximum", the appropriate transformation will be performed based on spectra type.
Une des trois valeurs :
- Si l'ajustement se fait par la valeur d'un nombre d'ondes spécifique, fournir "point",
- Si l'ajustement se fait par la moyenne d'une gamme, fournir "average".
- Si l'ajustement se fait par le minimum (pour l'absorbance) ou le maximum (pour la transmittance) d'une gamme ou de spectres, indiquez "minimum" ou "maximum", la transformation appropriée sera effectuée en fonction du type de spectre.

`individually`

If adjusting all samples by the same amount, specify `TRUE`, else specify `FALSE` for unique adjustments. When `TRUE`, the smallest absolute individual sample adjustment to achieve baseline will be applied to all named samples.

Si vous ajustez tous les échantillons de la même manière, spécifiez `TRUE`, sinon spécifiez `FALSE` pour des ajustements uniques. Si `TRUE`, le plus petit ajustement absolu d'un échantillon individuel pour atteindre la ligne de base sera appliqué à tous les échantillons nommés.

Value

A `data.frame` containing the adjusted FTIR spectra.

Un `data.frame` contenant les spectres IRTF ajustée.

Examples

```
# Adjust the biodiesel spectra to minimum for each sample
recalculate_baseline(biodiesel, method = "minimum", individually = TRUE)
```

`rename_plot_sample_ids`*Rename Sample IDs in Plot*

Description

This function permits renaming Sample IDs as shown in the legend of a plot. While typically having proper names assigned in the data is preferred, this function allows for names to be modified after plot creation.

Cette fonction permet de renommer les identifiants des échantillons dans la légende d'un tracé. Bien qu'il soit préférable d'attribuer les noms appropriés dans les données, cette fonction permet de modifier les noms après la création du tracé.

Usage

```
rename_plot_sample_ids(ftir_spectra_plot, sample_ids)
```

Arguments

`ftir_spectra_plot`

A plot generated by `plot_ftir()` or `plot_ftir_stacked()`.

Un tracé généré par `plot_ftir()` ou `plot_ftir_stacked()`.

`sample_ids`

A named vector of format "new name" = "old name". Must include *all* sample ID old names (a pair of "old name" = "old name" is permissible and results in no renaming for that sample).

Un vecteur nommé du format "nouveau nom" = "ancien nom". Doit inclure *tous* les anciens noms d'ID d'échantillon (une paire de "ancien nom" = "ancien nom" est autorisée et n'entraîne aucun changement de nom pour cet échantillon).

Value

the FTIR plot as a `ggplot2` object, with samples renamed in the legend.

le tracé IRTF en tant qu'objet `ggplot2`, avec les échantillons renommés dans la légende.

Examples

```
if (requireNamespace("ggplot2", quietly = TRUE)) {  
  # Generate a plot  
  p <- plot_ftir(sample_spectra)  
  
  # Rename Samples in Legend:  
  new_ids <- c(  
    "Toluene" = "toluene", "C7 Alkanes" = "heptanes", "IPA" = "isopropanol",  
    "White Paper" = "paper", "PS Film" = "polystyrene"  
  )  
  rename_plot_sample_ids(p, new_ids)  
}
```

sample_spectra	<i>FTIR example data</i>
----------------	--------------------------

Description

This dataset holds example data from Attenuated Total Reflectance (ATR) type FTIR instruments. Solvents were collected on 5-Bounce ZnSe ATR-FTIR and solids were collected on a 1-Bounce Diamond ATR-FTIR.

The samples included in this data set are: * 'toluene' a FTIR spectra of toluene. * 'isopropanol' a FTIR spectra of isopropanol. * 'heptanes' a FTIR spectra of heptanes. * 'paper' a FTIR spectra of a commercially available white paper. * 'polystyrene' a FTIR spectra of polystyrene film.

Ce donnée contient des exemples de données provenant d'instruments IRTF de type réflectance totale atténuée (RTA). Les solvants ont été collectés sur un RTA-IRTF ZnSe à 5 rebonds et les solides ont été collectés sur un RTA-IRTF diamant à 1 rebond.

Les échantillons inclus dans cet ensemble de données sont : * 'toluene' un spectre IRTF du toluène. * 'isopropanol' un spectre IRTF de l'isopropanol. * 'heptanes' un spectre IRTF d'heptanes. * 'paper' un spectre IRTF d'un livre blanc disponible dans le commerce. * 'polystyrene' un spectre IRTF d'un film de polystyrène

Usage

sample_spectra

Format

The data is in a long format data.frame, ready for use, and with the following variables:

* 'wavenumber' wavenumber (x axis) value for each point. In units of wavenumbers (cm^{-1}). * 'absorbance' the absorbance of the sample at each specified wavenumber. * 'sample_id' the sample identity of the various included spectra.

Les données sont dans un format long data.frame, prêt à l'emploi, et avec les variables suivantes:

* 'wavenumber' valeur du nombre d'onde (axe x) pour chaque point. En unités de nombres d'ondes (cm^{-1}). * 'absorbance' l'absorbance de l'échantillon à chaque nombre d'onde spécifié. * 'sample_id' identité d'échantillon des différents spectres inclus.

save_plot	<i>Save FTIR Plot</i>
-----------	-----------------------

Description

Save FTIR plot object to file. Uses [ggplot2::ggsave()] to save to disk. Specify a filename ending with '.svg' for vector graphics, if requested by a journal.

Enregistrer l'objet de tracé IRTF dans un fichier. Utilisez [ggplot2::ggsave()] pour enregistrer sur le disque. Spécifier un nom de fichier se terminant par '.svg' pour les graphiques vectoriels, si un journal le demande.

Usage

```
save_plot(ftir_spectra_plot, filename, ...)
```

Arguments

ftir_spectra_plot	A plot generated by [plot_ftir()] or [plot_ftir_stacked()]. Un tracé généré par [plot_ftir()] ou [plot_ftir_stacked()].
filename	Name and directory of the file you wish to create. If it includes a extension the function will produce a file of that type. Options for filetypes include "eps", "ps", "tex" (pictex), "pdf", "jpeg", "tiff", "png", "bmp", "svg" or "wmf" (on windows only). Nom et répertoire du fichier que vous souhaitez créer. S'il contient une extension, la fonction produira un fichier de ce type. Les options pour les types de fichiers incluent "eps", "ps", "tex" (pictex), "pdf", "jpeg", "tiff", "png", "bmp", "svg" ou "wmf" (sur Windows uniquement).
...	Additional arguments to pass to [ggplot2::ggsave()]. Arguments supplémentaires à passer à [ggplot2::ggsave()].

Value

invisible 'TRUE'

Examples

```
if (requireNamespace("ggplot2", quietly = TRUE)) {
  td <- tempdir()
  save_plot(plot_ftir(biodiesel), filename = file.path(td, "biodiesel_plot.png"))
}
```

zoom_in_on_range	<i>Zoom in on a spectral range</i>
------------------	------------------------------------

Description

It's common to be interested in only a small portion of the FTIR range. In these cases, this function will zoom the spectral plot to the range provided.

Il est courant de s'intéresser uniquement à une petite partie de la gamme IRTF. Dans ces cas, cette fonction permet de zoomer sur le tracé spectral sur la gamme fournie.

Usage

```
zoom_in_on_range(ftir_spectra_plot, zoom_range = c(1000, 1900))
```

Arguments

ftir_spectra_plot	A plot generated by <code>plot_ftir()</code> or <code>plot_ftir_stacked()</code> . Un tracé généré par <code>plot_ftir()</code> ou <code>plot_ftir_stacked()</code> .
zoom_range	A vector of length two, with the wavenumber range of interest. Order of provided limits is not important. Un vecteur de longueur deux, avec la gamme de nombres d'ondes de d'intérêt. L'ordre des limites fournies n'est pas important.

Value

the FTIR plot as a ggplot2 object, with x axis limits as those supplied by zoom_range.

le tracé IRTF en tant qu'objet ggplot2, avec des limites d'axe x comme celles fournies par zoom_range.

Examples

```
if (requireNamespace("ggplot2", quietly = TRUE)) {  
  # Generate a plot  
  biodiesel_plot <- plot_ftir(biodiesel)  
  
  # Zoom to a specified range of 1850 to 1650 cm-1  
  zoom_in_on_range(biodiesel_plot, c(1650, 1850))  
}
```

Index

- * **datasets**
 - biodiesel, [7](#)
 - sample_spectra, [29](#)
- absorbance_to_transmittance
 - (conversion), [11](#)
- add_band, [2](#)
- add_band(), [6](#)
- add_scalar_value (add_subtract_scalar),
[4](#)
- add_subtract_scalar, [4](#)
- add_wavenumber_marker, [5](#)
- add_wavenumber_marker(), [3](#)
- average_spectra, [6](#)

- biodiesel, [7](#)

- check_ftir_data, [8](#)
- chemospec_to_plotftir, [9](#)
- compress_low_energy, [10](#)
- conversion, [11](#)

- get_plot_sample_ids, [12](#)
- gghighlight::gghighlight(), [13](#)

- highlight_sample, [13](#)

- ir_to_plotftir, [14](#)

- move_plot_legend, [15](#)

- normalize_spectra, [16](#)
- numeric, [26](#)

- plot_ftir, [20](#)
- plot_ftir(), [3](#), [5](#), [13](#), [28](#), [31](#)
- plot_ftir_stacked, [21](#)
- plot_ftir_stacked(), [3](#), [5](#), [13](#), [28](#), [31](#)
- plotftir_to_chemospec, [17](#)
- plotftir_to_ir, [19](#)

- read_ftir, [23](#)

- read_ftir(), [25](#)
- read_ftir_directory, [24](#)
- read_ftir_directory(), [24](#)
- recalculate_baseline, [25](#)
- rename_plot_sample_ids, [28](#)

- sample_spectra, [29](#)
- save_plot, [29](#)
- subtract_scalar_value
 - (add_subtract_scalar), [4](#)

- transmittance_to_absorbance
 - (conversion), [11](#)

- utils::read.csv(), [24](#), [25](#)

- zoom_in_on_range, [30](#)